



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	62.732.519
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 15 ml, (LxØ): 76 x 20 mm, material: PP, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 100 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	15 ml
Centrifugación máx (ACR)	4500 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	20 mm
Longitud del producto	76 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	18000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	265 mm
Volumen de la caja	0.042 cbm
Peso del producto	0.0064 kg
Peso de la caja	3.81 kg
EAN de la caja interna	4038917251617
EAN de la caja	4038917251600

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

