



Descripción del artículo

Número de pedido	62.9924.274
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, material: PP, fondo cónico, translúcido, tapón, amarillo, cierre montado, con graduación impresa, etiqueta/impresión: blanco, con escala, estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con graduación impresa
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tapón	tapón estándar
Tipo de cierre	tapón
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Temperatura de centrifugación	21
Tiempo de centrifugación	15 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
 tubo, 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP, con graduación impresa

Página 2

Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	100 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	translúcido
Material de cierre	Poliuretano de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	sellado a 18"hg/10min
Categoría de producto	Aparato, según directiva de maquinaria o equipo, CE
Certificación CE	CE
Libre de látex	sí
Estándar de pureza	estéril
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	48000
Profundidad de la caja	608 mm
Ancho de la caja	264 mm
Altura de la caja	324 mm
Volumen de la caja	0.0515 cbm
Peso de la caja	6 kg
EAN de la caja interna	4038917155144
EAN de la caja	4038917037549

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT