



**Especificaciones del producto**  
**Tubo, 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP, con graduación impresa**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	62.9924.282
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, material: PP, fondo cónico, translúcido, con graduación impresa, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 1.000 unidades/bolsa

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con graduación impresa
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Temperatura de centrifugación	21
Tiempo de centrifugación	15 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Tubo, 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP, con graduación impresa**

**Página 2**

**Dimensiones**

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	100 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	translúcido
Material del tubo	Polipropileno (PP)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito	sellado a 18"hg/10min
Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

**Presentación**

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	2000
unidades / pallet	64000
Profundidad de la caja	548 mm
Ancho de la caja	373 mm
Altura de la caja	408 mm
Volumen de la caja	0.0834 cbm
Peso de la caja	10 kg
EAN de la caja interna	4038917155175
EAN de la caja	4038917398374

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**