



Especificaciones del producto
Tubo, 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP, con impresión

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	62.9924.284
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, tapón de rosca, amarillo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	4500 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
 tubo, 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP, con impresión

Dimensiones

Diámetro 16 mm
Longitud del producto 100 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre amarillo

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA
Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 100
unidades / caja 1000
unidades / pallet 30000
Profundidad de la caja 608 mm
Ancho de la caja 324 mm
Altura de la caja 264 mm
Volumen de la caja 0.052 cbm
Peso del producto 0.0054 kg
Peso de la caja 6.2 kg
EAN de la caja interna 4038917155199
EAN de la caja 4038917042710

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

