



Especificaciones del producto
Tubo, 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP, con graduación impresa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	62.9924.285
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, material: PP, fondo cónico, translúcido, con graduación impresa, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con graduación impresa
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Temperatura de centrifugación	21
Tiempo de centrifugación	15 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo, 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP, con graduación impresa

Página 2

Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	100 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	translúcido
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	sellado a 18"hg/10min
Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	48000
Profundidad de la caja	608 mm
Ancho de la caja	264 mm
Altura de la caja	324 mm
Volumen de la caja	0.0519 cbm
Peso de la caja	4.8 kg
EAN de la caja interna	4038917157391
EAN de la caja	4038917157384

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT