



Especificaciones del producto

Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado, PP, 250 unidades/envase apilado

Página 1

Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 63.1593 |
| Descripción del artículo | Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado, transparente, material: PP, con etiqueta térmica de papel, 250 unidades/envase apilado, 1.000 unidades/caja |

Características del producto

| | |
|---------------------|--|
| Etiqueta/ Impresión | con etiqueta térmica de papel |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Forma del fondo | fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado |
| Volumen de trabajo | 5 ml |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|---------|
| Diámetro | 15.3 mm |
| Longitud del producto | 92 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | transparente |
| Material del tubo | Polipropileno (PP) |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|----------------------------|----------------|
| Pedido mínimo | 1000 |
| Tipo de embalaje | envase apilado |
| unidades / caja interna | 250 |
| unidades / caja | 1000 |
| unidades / pallet | 48000 |
| Profundidad caja interior | 336 mm |
| Ancho de la caja interior | 86 mm |
| Altura de la caja interior | 171 mm |
| Profundidad de la caja | 388 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado, PP, 250 unidades/envase apilado

Página 2

| | |
|------------------------|---------------|
| Ancho de la caja | 378 mm |
| Altura de la caja | 215 mm |
| Volumen de la caja | 0.0315 cbm |
| Peso del producto | 0.0036 kg |
| Peso de la caja | 4.23 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917087179 |
| EAN de la caja | 4038917005647 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT