



**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 97 x 16 mm, PP, con  
etiqueta de papel**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	63.9921.809
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 97 x 16 mm, material: PP, fondo plano, translúcido, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: negra, 100 unidades/bolsa

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	negra
Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Temperatura de centrifugación	21
Tiempo de centrifugación	15 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



### **Dimensiones**

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	97 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	translúcido
Material de cierre	Poliuretano de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro
Material del tubo	Polipropileno (PP)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	sellado a 18"hg/10min
Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	40000
Profundidad de la caja	604 mm
Ancho de la caja	264 mm
Altura de la caja	373 mm
Volumen de la caja	0.06 cbm
Peso de la caja	7.5 kg
EAN de la caja interna	4038917151023
EAN de la caja	4038917037716

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

