



**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 25 ml, (LxØ): 90 x 25 mm, PP, con etiqueta de papel**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	63.9922.254
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 25 ml, (LxØ): 90 x 25 mm, material: PP, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, amarillo, cierre montado, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: blanco/amarillo, Información de paciente, con escala, estéril, 500 unidades/bolsa

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	blanco/amarillo
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	25 ml
Centrifugación máx (ACR)	4500 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 25 ml, (LxØ): 90 x 25 mm, PP, con etiqueta de papel**

**Página 2**

**Dimensiones**

Diámetro 25 mm  
Longitud del producto 90 mm

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre amarillo

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA  
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación gamma  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 15000  
Profundidad de la caja 608 mm  
Ancho de la caja 324 mm  
Altura de la caja 264 mm  
Volumen de la caja 0.052 cbm  
Peso del producto 0.0084 kg  
Peso de la caja 4.98 kg  
EAN de la caja interna 4038917151573  
EAN de la caja 4038917027786

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**