



Especificaciones del producto
Vaso multiuso, volumen máx.: 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm, PS, transparente

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 75.9922.414 |
| Descripción del artículo | Vaso multiuso, volumen máx.: 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm, transparente, tapón: neutro, material: PS, tapón de rosca, cierre montado, 250 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Graduación | no |
| Tapón | tapón de rosca estándar |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Forma del fondo | fondo plano |
| Volumen de trabajo | 120 ml |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|--------|
| Volumen nominal | 120 ml |
| Volumen máx. | 120 ml |
| Diámetro | 44 mm |
| Altura del producto | 105 mm |
| Longitud del producto | 105 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Vaso multiuso, volumen máx.: 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm, PS, transparente

Página 2

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Poliestireno (PS) |
| Color del producto | transparente |
| Material de cierre | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre | neutro |
| Material del tubo | Poliestireno (PS) |

Pureza y certificación

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Cumple el requisito | sellado a 18"hg/10min |
| Libre de látex | sí |
| Apirógeno | no |
| Ficha de seguridad | no |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 250 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 250 |
| unidades / caja | 250 |
| unidades / pallet | 6000 |
| Profundidad de la caja | 645 mm |
| Ancho de la caja | 439 mm |
| Altura de la caja | 252 mm |
| Volumen de la caja | 0.0834 cbm |
| Peso de la caja | 7.1 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917151849 |
| EAN de la caja | 4038917429436 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT