



Descripción del artículo

Número de pedido	97.8710.602
Descripción del artículo	SAHARA-TSC 115 V, para descongelar y calentar hemoderivados en bolsas de plástico antes de la transfusión, apto para células madre crioconservadas, incl. compresa de adaptación y bandeja de calentamiento

Características del producto

Ámbito de aplicación	Calentamiento
Voltage	115 V
Consumo de potencia en uso	655 W
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz

Dimensiones

Ancho del producto	32 cm
Altura del producto	32.5 cm
Longitud del producto	49.3 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	Dispositivo médico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Volumen de la caja	0.1639 cbm
Peso del producto	21 kg
Peso de la caja	23.75 kg
EAN de la caja interna	4038917968577
EAN de la caja	4038917968584

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

