



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 97.8720.500 |
| Descripción del artículo | SAHARA 4 100/240 V, para descongelar y calentar hemoderivados en bolsas de plástico antes de la transfusión, máx. capacidad: 4 bolsas, manejo a través de pantalla táctil, reconocimiento automático del estado del aparato por zona de calentamiento y cómodo cambio de los productos hemáticos durante la atemperación |

Características del producto

| | |
|----------------------------|---------------|
| Ámbito de aplicación | Calentamiento |
| Consumo de potencia en uso | 1.000.00 W |
| Frecuencia | 50 Hz - 60 Hz |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|--------|
| Ancho del producto | 574 mm |
| Altura del producto | 348 mm |
| Longitud del producto | 554 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Categoría de producto | Dispositivo médico, CE |
| Certificación CE | CE |
| Con lotes | no |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 1 |
| Tipo de embalaje | caja |
| unidades / caja interna | 1 |
| unidades / caja | 1 |
| unidades / pallet | 1 |
| Profundidad de la caja | 691 mm |
| Ancho de la caja | 671 mm |
| Altura de la caja | 590 mm |
| Volumen de la caja | 0.2736 cbm |
| Peso del producto | 23.7 kg |
| Peso de la caja | 36.6 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917968737 |
| EAN de la caja | 4038917968744 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

