



Descripción del artículo

Número de pedido	97.8710.802
Descripción del artículo	SAHARA-III MAXITHERM 115 V, para descongelar y calentar hemoderivados en bolsas de plástico antes de la transfusión, máx. capacidad: 6 bolsas, apto para plasma, sangre completa, concentrados de eritrocitos y preparados crioconservados

Características del producto

Ámbito de aplicación	Calentamiento
Voltage	115 V
Consumo de potencia en uso	655 W
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz

Dimensiones

Ancho del producto	32 cm
Altura del producto	32.5 cm
Longitud del producto	49.3 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	Dispositivo médico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Volumen de la caja	0.1639 cbm
Peso del producto	13.68 kg
Peso de la caja	16.43 kg
EAN de la caja interna	4038917968652
EAN de la caja	4038917968669

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

