



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	74.5228.005
Descripción del artículo	Bolsa de orina, 2 l, con válvula de retención, con válvula de drenaje, estéril, longitud del tubo: 90 cm, 1 unidades/blíster
Número PZN	16333726

### **Características del producto**

Color impresión/etiqueta	azul
Versión	con válvula de drenaje
Ámbito de aplicación	Drenaje de orina
Volumen de trabajo	2 l
Válvula antireflujo	sí

### **Dimensiones**

Volumen nominal	2 l
Volumen máx.	2 l
Diámetro del tubo	6.6 mm
Longitud del tubo	90 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	100
unidades / pallet	4800
Profundidad de la caja	305 mm
Ancho de la caja	390 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0303 cbm
Peso del producto	0.042 kg
Peso de la caja	4.5 kg
EAN de la caja interna	6971243661041
EAN de la caja	6971243660808

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

