




Especificaciones del producto

Bolsa para secreciones, 1,5 l, longitud del tubo: 90 cm

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	74.5281.101
Descripción del artículo	Bolsa para secreciones, 1,5 l, conector de paso universal, longitud del tubo: 90 cm, 200 unidades/caja
Número PZN	16333620

Características del producto

Color impresión/etiqueta	azul
Versión	conector de paso universal
Ámbito de aplicación	Drenaje de secreciones
Volumen de trabajo	1,5 l
Válvula antireflujo	no

Dimensiones

Volumen nominal	1.5 l
Volumen máx.	1.5 l
Diámetro del tubo	6.6 mm
Longitud del tubo	90 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Bolsa para secreciones, 1,5 l, longitud del tubo:
90 cm

Página 2

Material y colores

Material del producto Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto Producto sanitario
Certificación CE Proveedor CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 200
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 200
unidades / caja 200
unidades / pallet 9600
Profundidad de la caja 580 mm
Ancho de la caja 390 mm
Altura de la caja 150 mm
Volumen de la caja 0.0339 cbm
Peso del producto 0.0325 kg
Peso de la caja 7 kg
EAN de la caja interna 6971243660945
EAN de la caja 6971243660655

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT