



### Descripción del artículo

Número de pedido	74.5283.101
Descripción del artículo	Bolsa de orina, 1,5 l, con válvula de retención, longitud del tubo: 90 cm, 200 unidades/caja
Número PZN	16333778

### Características del producto

Color impresión/etiqueta	azul
Ámbito de aplicación	Drenaje de orina
Volumen de trabajo	1,5 l
Válvula antireflujo	sí

### Dimensiones

Volumen nominal	1.5 l
Volumen máx.	1.5 l
Diámetro del tubo	6.6 mm
Longitud del tubo	90 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto                      Policloruro de vinilo (PVC)  
Color del producto                         transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto                      Producto sanitario  
Certificación CE                              Proveedor CE  
Con lotes                                        sí

### **Presentación**

Pedido mínimo                                200  
Tipo de embalaje                              caja  
unidades / caja interna                      200  
unidades / caja                                200  
unidades / pallet                               9600  
Profundidad de la caja                       580 mm  
Ancho de la caja                               390 mm  
Altura de la caja                                150 mm  
Volumen de la caja                            0.0339 cbm  
Peso del producto                             0.0325 kg  
Peso de la caja                                 7 kg  
EAN de la caja interna                       6971243660952  
EAN de la caja                                 6971243660686

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

