



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	74.5330.520
Descripción del artículo	UD 3plus, Sistema de drenaje urinario, 2 l, con soporte, estéril, longitud del tubo: 120 cm, 1 unidades/blíster
Número PZN	16086831

### **Características del producto**

Color impresión/etiqueta	azul
Versión	con soporte
Ámbito de aplicación	Drenaje de orina
Volumen de trabajo	2 l

### **Dimensiones**

Volumen nominal	2 l
Volumen máx.	2 l
Diámetro del tubo	10.1 mm
Longitud del tubo	120 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	20
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	20
unidades / pallet	840
Profundidad de la caja	395 mm
Ancho de la caja	295 mm
Altura de la caja	220 mm
Volumen de la caja	0.0256 cbm
Peso del producto	0.179 kg
Peso de la caja	3.58 kg
EAN de la caja interna	6955824024340
EAN de la caja	6955824024197

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

