



Especificaciones del producto

TUR-BAG, Sistema de drenaje urinario, 4 l, con pera de bombeo, estéril

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	74.5340.500
Descripción del artículo	TUR-BAG, Sistema de drenaje urinario, 4 l, con pera de bombeo, estéril, longitud del tubo: 100 cm, 1 unidades/blíster

Características del producto

Color impresión/etiqueta	azul
Versión	con pera de bombeo
Ámbito de aplicación	Drenaje de orina
Volumen de trabajo	4 l

Dimensiones

Volumen nominal	4 l
Volumen máx.	4 l
Diámetro del tubo	10.1 mm
Longitud del tubo	100 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Material y colores

Material del producto	Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	10
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	10
unidades / pallet	560
Profundidad de la caja	395 mm
Ancho de la caja	295 mm
Altura de la caja	230 mm
Volumen de la caja	0.0268 cbm
Peso del producto	0.2455 kg
Peso de la caja	2.46 kg
EAN de la caja interna	6955824024395
EAN de la caja	6955824024012

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

