



Descripción del artículo

Número de pedido	74.5485.005
Descripción del artículo	Sistema de drenaje urinario, 2 l, con válvula de retención, con válvula de drenaje en T, estéril, longitud del tubo: 100 cm, 1 unidades/blíster
Número PZN	16356199

Características del producto

Color impresión/etiqueta	azul
Versión	con válvula de drenaje en T
Ámbito de aplicación	Drenaje de orina
Volumen de trabajo	2 l
Válvula antireflujo	sí

Dimensiones

Volumen nominal	2 l
Volumen máx.	2 l
Diámetro del tubo	10.1 mm
Longitud del tubo	100 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	50
unidades / pallet	2400
Profundidad de la caja	395 mm
Ancho de la caja	295 mm
Altura de la caja	290 mm
Volumen de la caja	0.0338 cbm
Peso del producto	0.0844 kg
Peso de la caja	4.62 kg
EAN de la caja interna	6955824024418
EAN de la caja	6955824024036

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

