



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	74.5681.200
Descripción del artículo	Sistema de medición de orina, 2 l, con válvula de retención, recambio de bolsa de 2000 ml, estéril, longitud del tubo: 120 cm, 1 unidades/blíster

### **Características del producto**

Color impresión/etiqueta	azul
Versión	recambio de bolsa de 2000 ml
Ámbito de aplicación	Drenaje de orina
Volumen de trabajo	500 ml
Válvula antireflujo	sí

### **Dimensiones**

Volumen nominal	2 l
Volumen máx.	2 l
Diámetro del tubo	10.1 mm
Longitud del tubo	120 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	10
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	10
unidades / pallet	280
Profundidad de la caja	580 mm
Ancho de la caja	290 mm
Altura de la caja	235 mm
Volumen de la caja	0.0395 cbm
Peso del producto	0.3364 kg
Peso de la caja	4.04 kg
EAN de la caja interna	6955824024425
EAN de la caja	6955824024043

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

