



Descripción del artículo

Número de pedido	74.5684.002
Descripción del artículo	Bolsa de recambio para sistema de medición de orina, 2 l, con válvula de drenaje, estéril, 1 unidades/blíster

Características del producto

Color impresión/etiqueta	azul
Versión	con válvula de drenaje
Ámbito de aplicación	Drenaje de orina
Volumen de trabajo	2 l

Dimensiones

Volumen nominal	2 l
Volumen máx.	2 l

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	50
unidades / pallet	4050
Profundidad de la caja	395 mm
Ancho de la caja	245 mm
Altura de la caja	200 mm
Volumen de la caja	0.0194 cbm
Peso del producto	0.0401 kg
Peso de la caja	2.77 kg
EAN de la caja interna	6955824024449
EAN de la caja	6955824024067

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

