



Descripción del artículo

Número de pedido	87.7709.029
Descripción del artículo	Pinza exprimidora de tubos AST-2, accionado por baterías recargables, incl. maletín de transporte

Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
Voltage	240 V
Consumo de potencia en uso	20 W
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Tipo de batería	Batería recargable de níquel-metal hidruro

Dimensiones

Ancho del producto	39 mm
Altura del producto	62 mm
Longitud del producto	225 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Certificación CE	CE
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	84
Volumen de la caja	0.0174 cbm
Peso del producto	1.938 kg
Peso de la caja	1.94 kg
EAN de la caja interna	4038917141154
EAN de la caja	4038917067140

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

