



### Descripción del artículo

Número de pedido	87.7709.033
Descripción del artículo	Fuente de alimentación Fuente de alimentación para pinza exprimidora de tubos AST-2

### Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
Voltage	240 V

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Certificación CE	Proveedor CE
Con lotes	no

### Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	432
Profundidad de la caja	188 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Ancho de la caja	188 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0035 cbm
Peso del producto	0.365 kg
Peso de la caja	0.54 kg
EAN de la caja interna	4038917141192
EAN de la caja	4038917067164

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

