



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	87.7709.035
Descripción del artículo	Pinza exprimidora de tubos AST-2F, con función de parada automática, interruptor de pedal, soporte de mesa

### **Características del producto**

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
Voltage	240 V
Consumo de potencia en uso	20 W
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz

### **Dimensiones**

Ancho del producto	140 mm
Altura del producto	71 mm
Longitud del producto	250 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Certificación CE	CE
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	84
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0174 cbm
Peso del producto	2.103 kg
Peso de la caja	2.76 kg
EAN de la caja interna	4038917258890
EAN de la caja	4038917258883

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

