



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 88.7708.095 |
| Descripción del artículo | Precintos manuales, para el sellado de tubos de extracción de sangre, material: Aluminio |

Características del producto

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Ámbito de aplicación | Obtención de sangre y hemoderivados |
|----------------------|-------------------------------------|

Material y colores

| | |
|-----------------------|----------|
| Material del producto | Aluminio |
| Color del producto | gris |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Con lotes | no |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 1000 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 1000 |
| unidades / caja | 99000 |
| unidades / pallet | 6336000 |
| Profundidad de la caja | 398 mm |
| Ancho de la caja | 298 mm |
| Altura de la caja | 215 mm |
| Volumen de la caja | 0.0255 cbm |
| Peso del producto | 0.0001 kg |
| Peso de la caja | 11.88 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917140454 |
| EAN de la caja | 4038917550222 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

