



Descripción del artículo

Número de pedido	97.8800.200
Descripción del artículo	Pinzas para exprimir/precintar, para exprimir, segmentar y sellar el tubo de extracción de sangre

Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
----------------------	-------------------------------------

Dimensiones

Ancho del producto	5 cm
Longitud del producto	16 cm

Material y colores

Color del producto	rojo
--------------------	------

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	432
Profundidad de la caja	188 mm
Ancho de la caja	188 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0035 cbm
Peso del producto	0.16 kg
Peso de la caja	0.26 kg
EAN de la caja interna	4038917975988
EAN de la caja	4038917975995

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

