



Descripción del artículo

Número de pedido	54.9912.100
Descripción del artículo	MEDISPONGE, esponja exfoliante quirúrgica para la limpieza preoperatoria de manos y uñas, impregnada con Solución de gluconato de clorhexidina al 4%, material: PUR, (LxAnxAI): 130 x 63 x 30 mm

Características del producto

Concentración de la preparación	Solución de gluconato de clorhexidina al 4%.
Ámbito de aplicación	esponja exfoliante quirúrgica para la limpieza preoperatoria de manos y uñas

Dimensiones

Ancho del producto	63 mm
Altura del producto	30 mm
Longitud del producto	130 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
MEDISPONGE, impregnada con Solución de gluconato de clorhexidina al 4%.

Página 2

Material y colores

Material del producto Poliuretano (PUR)
Color del producto blanco

Pureza y certificación

Libre de látex sí
Apirógeno no
Ficha de seguridad sí

Presentación

Pedido mínimo 450
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 75
unidades / caja 450
unidades / pallet 7200
Profundidad de la caja 528 mm
Ancho de la caja 465 mm
Altura de la caja 526 mm
Volumen de la caja 0.1283 cbm
Peso de la caja 7.9 kg
EAN de la caja interna 4038917150491
EAN de la caja 4038917036856

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-09-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT