



### Description d'article

Numéro de commande	87.7709.025
Description d'article	Stripper AST-2S, fonctionne sur batterie, avec fonction d'arrêt automatique, avec mallette de transport
Code NACRES	NB.79

### Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
Tension d'alimentation	240 V
Consommation d'énergie en fonctionnement	20 W
Fréquence	50 Hz - 60 Hz
Type de batterie	Batterie nickel-métal-hydrure

### Dimensions

Largeur du produit	47 mm
Hauteur du produit	62 mm
Longueur du produit	225 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Certifié CE	CE
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	84
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0174 cbm
Poids du produit	1.896 kg
Poids du carton	2.22 kg
Code EAN de la boîte	4038917258869
Code EAN du carton d'emballage	4038917258852

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

