



### Description d'article

Numéro de commande	87.7709.031
Description d'article	Accumulateur Accumulateur pour stripper AST-2
Code NACRES	NB.79

### Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
Tension d'alimentation	7.2 V
Puissance de la batterie	700 mAh

### Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	432
Profondeur du carton intérieur	41 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Largeur du carton intérieur	41 mm
Hauteur du carton intérieur	102 mm
Profondeur du carton	188 mm
Largeur du carton	188 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0035 cbm
Poids du produit	0.109 kg
Poids du carton	0.26 kg
Code EAN de la boîte	4038917141178
Code EAN du carton d'emballage	4038917279697

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

