



### Description d'article

Numéro de commande	87.7709.032
Description d'article	Chargeur de batterie pour stripper AST-2
Code NACRES	NB.79

### Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
Tension d'alimentation	240 V
Consommation d'énergie en fonctionnement	17 W

### Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Certifié CE	Fournisseur CE
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	432
Profondeur du carton	188 mm
Largeur du carton	188 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0035 cbm
Poids du produit	0.413 kg
Poids du carton	0.56 kg
Code EAN de la boîte	4038917141185
Code EAN du carton d'emballage	4038917067157

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

