



Description d'article

Numéro de commande	87.7709.033
Description d'article	Bloc d'alimentation Bloc d'alimentation pour stripper AST-2
Code NACRES	NB.79

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
Tension d'alimentation	240 V

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Certifié CE	Fournisseur CE
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	432
Profondeur du carton	188 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Largeur du carton	188 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0035 cbm
Poids du produit	0.365 kg
Poids du carton	0.54 kg
Code EAN de la boîte	4038917141192
Code EAN du carton d'emballage	4038917067164

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

