



Description d'article

Numéro de commande	87.7709.035
Description d'article	Stripper AST-2F, avec fonction d'arrêt automatique, interrupteur à pédale, support de table
Code NACRES	NB.79

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
Tension d'alimentation	240 V
Consommation d'énergie en fonctionnement	20 W
Fréquence	50 Hz - 60 Hz

Dimensions

Largeur du produit	140 mm
Hauteur du produit	71 mm
Longueur du produit	250 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Certifié CE	CE
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	84
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0174 cbm
Poids du produit	2.103 kg
Poids du carton	2.76 kg
Code EAN de la boîte	4038917258890
Code EAN du carton d'emballage	4038917258883

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

