



Description d'article

Numéro de commande	74.4701
Description d'article	Clamp pour cordon ombilical, 250 pièce(s)/carton
Numéro PZN	6646559
Code NACRES	LB.02

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyoxyméthylène (POM)
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE 0124 (DEKRA)
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	250
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	10
pièces / carton	250
pièces / pallet	22500
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	253 mm
Hauteur du carton	165 mm
Volume du carton	0.0162 cbm
Poids du produit	0.0064 kg
Poids du carton	1.86 kg
Code EAN de la boîte	4038917088534
Code EAN du carton d'emballage	4038917006507

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

