



Description d'article

Numéro de commande	74.5330.500
Description d'article	UD 3plus, Systèmes de drainage urinaire, 2 l, avec fixation, stérile, longueur de tubulure : 100 cm, 1 pièce(s)/blister
Numéro PZN	16086848

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Version	avec fixation
Domaine d'application	Évacuation des urines
Volume de travail	2 l

Dimensions

Volume nominal	2 l
Volume max.	2 l
Diamètre de la tubulure	10.1 mm
Longueur de la tubulure	100 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Produit médical
Certifié CE Fournisseur CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Stérilisation au gaz
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 20
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 1
pièces / carton 20
pièces / pallet 1120
Profondeur du carton 395 mm
Largeur du carton 295 mm
Hauteur du carton 220 mm
Volume du carton 0.0256 cbm
Poids du produit 0.191 kg
Poids du carton 3.82 kg
Code EAN de la boîte 6955824024333
Code EAN du carton d'emballage 6955824024180

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

