



Description d'article

Numéro de commande	74.5340.500
Description d'article	TUR-BAG, Systèmes de drainage urinaire, 4 l, avec poire, stérile, longueur de tubulure : 100 cm, 1 pièce(s)/blister

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Version	avec poire
Domaine d'application	Évacuation des urines
Volume de travail	4 l

Dimensions

Volume nominal	4 l
Volume max.	4 l
Diamètre de la tubulure	10.1 mm
Longueur de la tubulure	100 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	10
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1
pièces / carton	10
pièces / pallet	560
Profondeur du carton	395 mm
Largeur du carton	295 mm
Hauteur du carton	230 mm
Volume du carton	0.0268 cbm
Poids du produit	0.2455 kg
Poids du carton	2.46 kg
Code EAN de la boîte	6955824024395
Code EAN du carton d'emballage	6955824024012

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

