



Description d'article

Numéro de commande	74.5485.005
Description d'article	Systèmes de drainage urinaire, 2 l, avec clapet anti-retour, avec valve de vidange en T, stérile, longueur de tubulure : 100 cm, 1 pièce(s)/blister
Numéro PZN	16356199
Code NACRES	LB.02

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Version	avec valve de vidange en T
Domaine d'application	Évacuation des urines
Volume de travail	2 l
Valve anti-reflux	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume nominal	2 l
Volume max.	2 l
Diamètre de la tubulure	10.1 mm
Longueur de la tubulure	100 cm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1
pièces / carton	50
pièces / pallet	2400
Profondeur du carton	395 mm
Largeur du carton	295 mm
Hauteur du carton	290 mm
Volume du carton	0.0338 cbm
Poids du produit	0.0844 kg
Poids du carton	4.62 kg
Code EAN de la boîte	6955824024418
Code EAN du carton d'emballage	6955824024036

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

