



Description d'article

Numéro de commande	74.5681.200
Description d'article	Système de mesure d'urine, 2 l, avec clapet anti-retour, poche de recharge de 2000 ml, stérile, longueur de tubulure : 120 cm, 1 pièce(s)/blister

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Version	poche de recharge de 2000 ml
Domaine d'application	Évacuation des urines
Volume de travail	500 ml
Valve anti-reflux	oui

Dimensions

Volume nominal	2 l
Volume max.	2 l
Diamètre de la tubulure	10.1 mm
Longueur de la tubulure	120 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	10
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1
pièces / carton	10
pièces / pallet	280
Profondeur du carton	580 mm
Largeur du carton	290 mm
Hauteur du carton	235 mm
Volume du carton	0.0395 cbm
Poids du produit	0.3364 kg
Poids du carton	4.04 kg
Code EAN de la boîte	6955824024425
Code EAN du carton d'emballage	6955824024043

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

