



## **Description d'article**

Numéro de commande	74.5684.001
Description d'article	Poche de rechange de système de mesure d'urine, 2 l, stérile, 1 pièce(s)/blister

## **Caractéristiques du produit**

Couleur impression/étiquette	bleu
Domaine d'application	Évacuation des urines
Volume de travail	2 l

## **Dimensions**

Volume nominal	2 l
Volume max.	2 l

## **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit	transparent

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1
pièces / carton	50
pièces / pallet	4050
Profondeur du carton	395 mm
Largeur du carton	195 mm
Hauteur du carton	200 mm
Volume du carton	0.0154 cbm
Poids du produit	0.0451 kg
Poids du carton	3.02 kg
Code EAN de la boîte	6955824024432
Code EAN du carton	6955824024050
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

