



## **Description d'article**

Numéro de commande	74.5684.002
Description d'article	Poche de recharge de système de mesure d'urine, 2 l, avec valve de vidange, stérile, 1 pièce(s)/blister

## **Caractéristiques du produit**

Couleur impression/étiquette	bleu
Version	avec valve de vidange
Domaine d'application	Évacuation des urines
Volume de travail	2 l

## **Dimensions**

Volume nominal	2 l
Volume max.	2 l

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Poche de rechange de système de mesure  
d'urine, 2 l, avec valve de vidange, stérile**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Chlorure de polyvinyl (PVC)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Produit médical  
Certifié CE Fournisseur CE  
Label de pureté stérile  
Stérilisation Stérilisation au gaz  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 50  
Type d'emballage intérieur blister  
pièces / boîte 1  
pièces / carton 50  
pièces / pallet 4050  
Profondeur du carton 395 mm  
Largeur du carton 245 mm  
Hauteur du carton 200 mm  
Volume du carton 0.0194 cbm  
Poids du produit 0.0401 kg  
Poids du carton 2.77 kg  
Code EAN de la boîte 6955824024449  
Code EAN du carton  
d'emballage 6955824024067

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**