



Description d'article

Numéro de commande	74.5685.002
Description d'article	Poche de rechange de système de mesure d'urine, 3 l, avec valve de vidange, stérile, 1 pièce(s)/blister

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Version	avec valve de vidange
Domaine d'application	Évacuation des urines
Volume de travail	3 l

Dimensions

Volume nominal	3 l
Volume max.	3 l

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
**Poche de rechange de système de mesure
d'urine, 3 l, avec valve de vidange, stérile**

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Produit médical
Certifié CE Fournisseur CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Stérilisation au gaz
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 50
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 1
pièces / carton 50
pièces / pallet 4050
Profondeur du carton 395 mm
Largeur du carton 245 mm
Hauteur du carton 200 mm
Volume du carton 0.0194 cbm
Poids du produit 0.0473 kg
Poids du carton 3.22 kg
Code EAN de la boîte 6955824024463
Code EAN du carton
d'emballage 6955824024081

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT