



Description d'article

Numéro de commande	74.5228.101
Description d'article	Poche à urine, 2 l, avec clapet anti-retour, avec valve de vidange, longueur de tubulure : 90 cm, 150 pièce(s)/carton
Numéro PZN	16333732
Code NACRES	LB.02

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Version	avec valve de vidange
Domaine d'application	Évacuation des urines
Volume de travail	2 l
Valve anti-reflux	oui

Dimensions

Volume nominal	2 l
Volume max.	2 l
Diamètre de la tubulure	6.6 mm
Longueur de la tubulure	90 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	150
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	150
pièces / carton	150
pièces / pallet	6600
Profondeur du carton	580 mm
Largeur du carton	390 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0.0339 cbm
Poids du produit	0.0509 kg
Poids du carton	7.94 kg
Code EAN de la boîte	6971243660990
Code EAN du carton	6971243660648
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

