



Description d'article

Numéro de commande	97.8710.602
Description d'article	SAHARA-TSC 115 V, pour la décongélation et le réchauffage de produits sanguins contenus dans des poches en plastique avant leur transfusion, convient à Cellules souches cryoconservées, avec compresse d'adaptation et plateau chauffant

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Réchauffage
Tension d'alimentation	115 V
Consommation d'énergie en fonctionnement	655 W
Fréquence	50 Hz - 60 Hz

Dimensions

Largeur du produit	32 cm
Hauteur du produit	32.5 cm
Longueur du produit	49.3 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Dispositif médical, CE
Certifié CE	CE
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	1
Volume du carton	0.1639 cbm
Poids du produit	21 kg
Poids du carton	23.75 kg
Code EAN de la boîte	4038917968577
Code EAN du carton d'emballage	4038917968584

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

