



### Description d'article

Numéro de commande	79.8710.576
Description d'article	Ruban encreur, Consommables pour imprimante de bordereaux SP542MD, violet
Code NACRES	LB.02

### Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Réchauffage
-----------------------	-------------

### Dimensions

Largeur du produit	7 cm
Longueur du produit	12 cm

### Matériau et coloris

Couleur du produit	violet
--------------------	--------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                              non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.              1  
Type d'emballage intérieur      carton  
pièces / boîte                      1  
pièces / carton                      1  
pièces / pallet                      32  
Profondeur du carton              440 mm  
Largeur du carton                  390 mm  
Hauteur du carton                  220 mm  
Volume du carton                  0.0378 cbm  
Poids du produit                    3.7 kg  
Poids du carton                      4.5 kg  
Code EAN de la boîte              4038917975902  
Code EAN du carton  
d'emballage                          4038917975919

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

