



### Description d'article

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande    | 97.8710.550  |
| Description d'article | Module Réchauffeur de perfusion, pour le réchauffage de solutions de perfusion, de tubulures, d'instruments et d'agents de contraste dans le dispositif SAHARA-III |
| Code NACRES           | LB.02  |

### Caractéristiques du produit

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Domaine d'application | Réchauffage |
|-----------------------|-------------|

### Dimensions

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largeur du produit  | 4.5 cm |
| Longueur du produit | 6 cm   |

### Pureté et certification

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical   DIV |
| Alloti               | non                            |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Conditionnement**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.                | 1             |
| Type d'emballage intérieur        | carton        |
| pièces / boîte                    | 1             |
| pièces / carton                   | 1             |
| pièces / pallet                   | 1             |
| Volume du carton                  | 0.0039 cbm    |
| Poids du produit                  | 0.03 kg       |
| Poids du carton                   | 0.22 kg       |
| Code EAN de la boîte              | 4038917968379 |
| Code EAN du carton<br>d'emballage | 4038917968386 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

