



## Description d'article

Numéro de commande	97.8710.800
Description d'article	SAHARA-III MAXITHERM 230 V, pour la décongélation et le réchauffage de produits sanguins contenus dans des poches en plastique avant leur transfusion, max. capacité: 6 poches, convient à plasma, sang total, concentrés d'érythrocyte et préparations cryoconservées
Code NACRES	LB.02

## Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Réchauffage
Tension d'alimentation	230 V
Consommation d'énergie en fonctionnement	655 W
Fréquence	50 Hz - 60 Hz

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### Dimensions

Largeur du produit	32 cm
Hauteur du produit	32.5 cm
Longueur du produit	49.3 cm

### Pureté et certification

Catégorie de produit	Dispositif médical, CE
Certifié CE	CE
Alloti	non

### Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	1
Volume du carton	0.1713 cbm
Poids du produit	14.44 kg
Poids du carton	16.4 kg
Code EAN de la boîte	4038917968614
Code EAN du carton d'emballage	4038917968621

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

