



Description d'article

Numéro de commande	97.8710.802
Description d'article	SAHARA-III MAXITHERM 115 V, pour la décongélation et le réchauffage de produits sanguins contenus dans des poches en plastique avant leur transfusion, max. capacité: 6 poches, convient à plasma, sang total, concentrés d'érythrocyte et préparations cryoconservées

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Réchauffage
Tension d'alimentation	115 V
Consommation d'énergie en fonctionnement	655 W
Fréquence	50 Hz - 60 Hz

Dimensions

Largeur du produit	32 cm
Hauteur du produit	32.5 cm
Longueur du produit	49.3 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Dispositif médical, CE
Certifié CE	CE
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	1
Volume du carton	0.1639 cbm
Poids du produit	13.68 kg
Poids du carton	16.43 kg
Code EAN de la boîte	4038917968652
Code EAN du carton d'emballage	4038917968669

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

