



Description d'article

Numéro de commande	51.1703
Description d'article	Système Formol, préparation : Solution tamponnée de formaline de 450 ml, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NA.21

Caractéristiques du produit

Type de préparation	Solution tamponnée de formaline de 450 ml
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Domaine d'application	Fixation de coupe de tissu

Dimensions

Volume max.	450 ml
Largeur du produit	98 mm
Longueur du produit	330 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	6
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	6
pièces / pallet	360
Profondeur du carton intérieur	96 mm
Largeur du carton intérieur	63 mm
Hauteur du carton intérieur	255 mm
Profondeur du carton	363 mm
Largeur du carton	325 mm
Hauteur du carton	164 mm
Volume du carton	0.0193 cbm
Poids du produit	0.5302 kg
Poids du carton	4.22 kg
Code EAN de la boîte	4038917336031
Code EAN du carton d'emballage	4038917336024

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

