



Description d'article

Numéro de commande	51.1703.025
Description d'article	Set Formol, préparation : Solution tamponnée de formaline de 450 ml, composants du kit : Système Formalin avec 450 ml d'une solution de formaldéhyde (4 %) et 50 S-Monovette 25 ml, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NA.21

Caractéristiques du produit

Type de préparation	Solution tamponnée de formaline de 450 ml
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Version	S-Monovette® 25 ml
Domaine d'application	Fixation de coupe de tissu

Dimensions

Largeur du produit	98 mm
Longueur du produit	330 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	126
Profondeur du carton intérieur	344 mm
Largeur du carton intérieur	243 mm
Hauteur du carton intérieur	103 mm
Profondeur du carton	355 mm
Largeur du carton	255 mm
Hauteur du carton	123 mm
Volume du carton	0.0111 cbm
Poids du produit	1.232 kg
Poids du carton	1.69 kg
Code EAN de la boîte	4038917336093
Code EAN du carton d'emballage	4038917336086

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

