



**Spécification de produit**  
**Bol à mélange, volume max. : 150 ml, (L x Ø) : 49**  
**x 75 mm, PP, translucide**

**Page 1**



### **Description d'article**

Numéro de commande	75.9924.517
Description d'article	Bol à mélange, volume max. : 150 ml, (L x Ø) : 49 x 75 mm, translucide, matériau : PP

### **Caractéristiques du produit**

Domaine d'application	Conteneur de stockage de pathologie
Volume de travail	150 ml
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

### **Dimensions**

Volume max.	150 ml
Diamètre	75 mm
Largeur du produit	75 mm
Hauteur du produit	49 mm
Longueur du produit	49 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Bol à mélange, volume max. : 150 ml, (L x Ø) : 49**  
**x 75 mm, PP, translucide**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit translucide

**Pureté et certification**

Sans latex oui  
Fiche de données de sécurité non

**Conditionnement**

Minimum order qty. 1260  
pièces / boîte 1260  
pièces / carton 1260  
pièces / pallet 30240  
Code EAN de la boîte 4038917155304  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917234917

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**