



Spécification de produit
Bol à mélange, volume max. : 250 ml, (L x Ø) : 83 x 75 mm, PP, translucide

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	75.9924.518
Description d'article	Bol à mélange, volume max. : 250 ml, (L x Ø) : 83 x 75 mm, translucide, matériau : PP

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Conteneur de stockage de pathologie
Volume de travail	250 ml
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Volume max.	250 ml
Diamètre	75 mm
Largeur du produit	77.2 mm
Hauteur du produit	83 mm
Longueur du produit	83 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
**Bol à mélange, volume max. : 250 ml, (L x Ø) : 83
x 75 mm, PP, translucide**

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	translucide

Pureté et certification

Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Conditionnement

Minimum order qty.	500
pièces / boîte	500
pièces / carton	500
pièces / pallet	16000
Profondeur du carton	428 mm
Largeur du carton	372 mm
Hauteur du carton	438 mm
Volume du carton	0.0697 cbm
Poids du carton	8.7 kg
Code EAN de la boîte	4038917155311
Code EAN du carton d'emballage	4038917039352

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT