



### **Description d'article**

Numéro de commande	95.1706
Description d'article	Fixation murale, matériau : acier inoxydable, pour Système Formol, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

### **Caractéristiques du produit**

Domaine d'application	Fixation de coupe de tissu
Compatible avec	Système Formol

### **Dimensions**

Largeur du produit	101 mm
Longueur du produit	200 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	acier inoxydable
---------------------	------------------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit            Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                                    oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.                1  
Type d'emballage intérieur        carton  
pièces / boîte                        1  
pièces / carton                        1  
pièces / pallet                        324  
Profondeur du carton                268 mm  
Largeur du carton                    191 mm  
Hauteur du carton                    100 mm  
Volume du carton                    0.0051 cbm  
Poids du produit                    0.269 kg  
Poids du carton                        0.42 kg  
Code EAN de la boîte                4038917335461  
Code EAN du carton                4038917335454  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

